

生殖線の防護



ワンポイントアドバイス1

常時コートを着用する必要はないが、**エプロンだけでは後方からの散乱線がちょっと不安。** そんな時、スカートを後ろ向きに着用すれば、作業性を損なうことなく、安全性が高まります。



ワンポイントアドバイス2

防護衣の**重量は抑えたいが、生殖線の防護効果は高めたい。** エプロンとスカートを二重に着用すれば、防護効果が高まります。

防護衣の内側に着用すれば違和感も軽減します。

写真モデルは、エプロン(SMA)とスカート(SLSM)を着用しています。

掛布 SCO

患者さんに掛けるだけで、必要な部位を簡単に防護できます。ポータブル撮影時など、ベッドサイドでの散乱線防護にもご使用ください。



- 0.25
SCO-25
- 0.35
SCO-35
- 0.50
SCO-50


※2023年5月価格改定しました。

シリーズ (遮へい素材)	規格番号	鉛当量 (mmPb)	製品寸法 (cm)	重量 (kg)	希望小売価格 (円/税抜)
ソフライト (含鉛)	SCO-25	0.25	60×100	2.3	26,000
	SCO-35	0.35	60×100	2.9	29,000
	SCO-50	0.50	60×100	4.3	41,000

カラー：●グリーンのみ
CO寸法変更・後継品:SCO 従来製品(CO)の寸法:80×100cm

ワイドマジックベルト式スカート SLSM

幅広のマジックベルトにより、体によくフィットします。



サイズの目安 (cm)

サイズ	丈	幅	適応ウエスト
S	30	30	40 ~ 65
M	35	40	60 ~ 90
L	40	45	80 ~ 110

※適応ウエストサイズは、着衣時の寸法です。




※2023年5月価格改定しました。

シリーズ (遮へい素材)	規格番号	鉛当量 (mmPb)	サイズ	重量 (kg)	希望小売価格 (円/税抜)
ソフライト (含鉛)	SLSM-25S	0.25	S	0.4	16,000
	SLSM-25M		M	0.6	20,000
	SLSM-25L		L	0.7	22,000
	SLSM-35S	0.35	S	0.5	17,000
	SLSM-35M		M	0.8	21,000
	SLSM-35L		L	1.0	24,000
SLSM-50S	0.50	S	0.7	18,000	
SLSM-50M		M	1.1	24,000	
SLSM-50L	L	1.4	26,000		

カラー：●ピンク ●ブルー ●グリーン ●イエロー ●オレンジ ●グレー ●ネイビー

マジックベルト式スカート MPSM/SPSM

広範囲なウエストサイズに対応します。



サイズの目安 (cm)

サイズ	丈	幅	適応ウエスト
S	30	30	50 ~ 70
M	35	40	65 ~ 95
L	40	45	70 ~ 100

※適応ウエストサイズは、着衣時の寸法です。




※2023年5月価格改定しました。

シリーズ (遮へい素材)	規格番号	鉛当量 (mmPb)	サイズ	重量 (kg)	希望小売価格 (円/税抜)
マジカルライト (無鉛)	MPSM-25S	0.25	S	0.3	16,000
	MPSM-25M		M	0.5	18,000
	MPSM-25L		L	0.6	21,000
	MPSM-35S	0.35	S	0.4	18,000
	MPSM-35M		M	0.7	20,000
MPSM-35L	L	0.9	25,000		
ソフライト (含鉛)	SPSM-25S	0.25	S	0.4	14,000
	SPSM-25M		M	0.6	15,000
	SPSM-25L		L	0.7	17,000
	SPSM-35S	0.35	S	0.5	15,000
	SPSM-35M		M	0.7	17,000
SPSM-35L	L	0.9	20,000		

カラー：●ピンク ●ブルー ●グリーン ●イエロー ●オレンジ ●グレー ●ネイビー
DLSM後継品:MPSM HSM後継品:SPSM

スプリング式スカート MPSS/SPSS

スプリングを広げて離すだけで、着用できます。



サイズの目安 (cm)

サイズ	丈	幅	適応ウエスト
S	30	30	50 ~ 60
M	35	40	60 ~ 75
L	40	45	70 ~ 85

※適応ウエストサイズは、着衣時の寸法です。



※巻スカートはP15に掲載しています。